

VAŽNO:

U slučaju gutanja tekućine, odmah kontaktirajte sljedeći broj i navedite dolje navedeni kod.

CIAV: 800 250 250**UFI: N600-C05J-C009-5S8D****Prodajne značajke:**

Proizvod na bazi otapala, spreman za uporabu, posebno razvijen za uređaje za ispitivanje injektora. Omogućuje procjenu stanja injektora i njihovo sigurno čišćenje bez oštećenja brtvi.

Specifikacije:

Primjena: Ulijte izravno u spremnik uređaja za ispitivanje injektora.

Ispitivanje sustava: Precizno procjenjuje tlak, protok, nepropusnost i uzorak raspršivanja (lepezasti mlaz) injektora.

Sigurno čišćenje: Omogućuje sigurno obrnuto čišćenje bez korozije ili oštećenja O-prstenova i unutarnjih brtvi.

Upozorenja za uporabu:

Nije prikladno za dizel: Strogo se ne preporučuje za uporabu na dizelskim injektorima.

Razina spremnika: Tijekom rada uvijek osigurajte da je spremnik uređaja za ispitivanje napunjen iznad polovice kapaciteta, ali ga nikada nemojte puniti do maksimalne razine.

Materijal:

Vrsta proizvoda: Tekućina za ispitivanje injektora

Kemijska osnova: Lagana otapala i naftni derivati

Ne razrjeđivati: Spremno za uporabu.

Pakiranje:

Boca od 1 litre

Certifikat:

CE		N/A	x
----	--	-----	---

